

CELLCARE

INCUBATORE CO₂
ECCELLENZA PER IL LABORATORIO



DISPONIBILE ENTRO IL 2024


PRECISIONE & COMFORT

- Il Cuore - garantisce livelli stabili di umidità e CO2 e letture accurate con un sensore multiparametrico
- Sistema di controllo e regolazione O2 disponibile su richiesta
- La Mente - mantieni le tue cellule al sicuro con un avanzato sistema di controllo elettronico
- Archiviazione dei dati in tempo reale con un'interfaccia touch screen intuitiva con connettività USB ed Ethernet
- Nessun pezzo di ricambio interno da gestire (ad esempio lampade UV o filtro HEPA)



PULIBILITÀ & CONTROLLO CONTAMINAZIONE

- Decontaminazione a 180°C
- Garantisce una crescita cellulare ottimale grazie a una camera imbutita senza giunture e senza ventilazione forzata
- Sistema di ripiani e vaschetta per l'acqua rimovibili e autoclavabili
- Superfici esterne lisce in acciaio verniciato




3 dimensioni

53L
188L
240L



PERFORMANCE & VELOCITÀ

- Sistema di riscaldamento diretto avanzato proprietario che garantisce uniformità di temperatura
- Recupero CO2 e temperatura < 5 minuti
- Proteggi le cellule dalle vibrazioni e dalle turbolenze con un design seamless



SICUREZZA

- Non è necessario rimuovere il sensore durante il ciclo ad alta temperatura
- Sistema di chiusura porta soft antivibrazione con possibilità di chiusura automatica

DIMENSIONI

	MAXI	MIDI	MINI
Dimensioni esterne (mm)	TBD	706 (L) x 770 (P) x 1115 (A)	610 (L) x 620 (P) x 840 (A)
Dimensioni interne (mm)	TBD	530 (L) x 500 (P) x 690 (A)	400 (L) x 350 (P) x 400 (A)
Volume lordo (L)	240	188.6	53

SCOPRI DI PIÙ



LA TUA SICUREZZA
È IL NOSTRO IMPEGNO



BIOAIR S.P.A.
VIA LOMBARDIA, 12
27010 SIZIANO (PV)
ITALY
Tel. +39 0382 66721
www.bioair.it · info@bioair.it



TECNILABO

TECNIPLAST S.P.A.
VIA I MAGGIO, 6
21020 BUGUGGIATE (VA)
ITALY

tel +39 0332 809711 · fax +39 0332 458315
www.tecnilabo.com · info@tecnilabo.com